

Supplementary Figure S3

Description

Basic Parameters

Plate Set Up

Assay Steps

Preview

Analysis Setting

Report Setting

Cycle 1		Position												Step Type	Time (sec)	Speed (rpm)	X
Step 1		384 < >	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Baseline ▾	60	1000	X									
Step 2		384 < >	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Loading ▾	60	1000	X									
Step 3		384 < >	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Baseline ▾	60	1000	X									
Step 4		384 < >	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Association ▾	300	1000	X									
Step 5		384 < >	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Dissociation ▾	600	1000	X									
Add Step																	

Cycle 2		Position												Step Type	Time (sec)	Speed (rpm)	X
Step 1		384 < >	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Baseline ▾	60	1000	X									
Step 2		384 < >	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Loading ▾	60	1000	X									
Step 3		384 < >	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Baseline ▾	60	1000	X									
Step 4		384 < >	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Association ▾	300	1000	X									
Step 5		384 < >	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Dissociation ▾	600	1000	X									
Add Step																	

Cycle 3		Position												Step Type	Time (sec)	Speed (rpm)	X
Add Cycle																	

Regeneration Settings: On

Regeneration Before Assay: On

Threshold Settings: Off